

Klinion

NW Compress - nonwoven compress- niet steriel

Toepassing


Klinion NW nonwoven compress niet steriel is geschikt als wondbedekker bij wonden waar steriliteit geen vereiste is.

Het NW Compress is ook geschikt voor het reinigen van wonden en wondranden.

Wanneer stevigheid nodig is bij het reinigen, heeft een HG Compress de voorkeur.

Productinformatie

- Gemaakt van 67% viscose en 33% polyester,
- Gevouwen kompres van nonwoven materiaal
- Leverbaar in 4 en 8 lagen en in diverse afmetingen
- Zacht en plooibaar, waardoor het prettig aanvoelt
- Groot absorptievermogen en goede absorptiesnelheid
- Een NW Compres verkleeft minder snel aan de wond dan een HG Compres



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017047	KLINION NW COMPRES NONWOVEN KOMPRES 5X5CM 4 LAGEN 100ST 175004	100 st.	50 x 100 st.	13754890	NONWK5
3017051	KLINION NW COMPRES NONWOVEN KOMPRES 7.5X7.5CM 4 LAGEN 100 ST 175024	100 st.	50 x 100 st.	14309092	NONWK7
3017056	KLINION NONWOVEN KOMPRES 10x10CM 4 LAGEN 100ST 175034	100 st.	50 x 100 st.	13755021	NONWK1
3017057	KLINION NW COMPRES NONWOVEN KOMPRES 10 X 10 CM 4 LAGEN 50 ST REF 175035	50 st.	12 x 50 st.	14715600	NONWK1
3017061	KLINION NW COMPRES NONWOVEN KOMPRES 10X20CM 4 LAGEN 175043	100 st.	20 x 100 st.	13755099	NONWK1
3017072	KLINION NW COMPRES EXTRA NONWOVEN KOMPRES 5X5CM 8 LAGEN 100 ST 175104	100 st.	50 x 100 st.	14029766	NONWK5
3017078	KLINION NW COMPRES EXTRA NONWOVEN KOMPRES 10X10CM 8 LAGEN 100ST 175134	100 st.	50 x 100 st.	14029804	NONWK1