

Klinion

Klinion Nonwoven kompres steriel


Toepassing

Klinion NW Compres steriel is een nonwoven kompres dat geschikt is voor gebruik als wondbedekker. Een NW Compres verkleeft minder snel aan de wond dan een HG Compres.

Wanneer stevigheid van het kompres belangrijk is, verdient een hydrofielgaaskompres de voorkeur. Klinion HG Compres is dan een goed alternatief.

Productinformatie

- Gevouwen kompres van nonwoven materiaal
- Gemaakt van 67% viscose en 33% polyester
- Leverbaar in 4 en 8 lagen
- Leverbaar in diverse afmetingen
- Zacht en plooibaar, waardoor het prettig aanvoelt



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017044	KLINION NW COMPRES NONWOVEN KOMPRES 5X5CM 4 LAGEN 100X1ST 175001 STERIEL	100 st.	20 x 100 st.	13755234	NONWK5
3017045	KLINION NW COMPRES NONWOVEN KOMPRES 5X5CM 4 LAGEN 50X2ST 175002 STERIEL	100 st.	20 x 100 st.	13755242	NONWK5
3017046	KLINION NW COMPRES NONWOVEN KOMPRES 5 X 5 CM 4 LAGEN 20 X 5 ST REF 175003 *S*	100 st.	30 x 100 st.	15504859	NONWK5
3017048	KLINION NW COMPRES NONWOVEN KOMPRES 7.50 X 7.50 CM 4 LAGEN 50 X 2 ST REF 175008 *S*	100 st.	20 x 100 st.		

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3017049	KLINION NW COMPRES NONWOVEN KOMPRES 7.50 X 7.50 CM 4 LAGEN 20 X 5 ST REF 175009 *S*	100 st.	20 x 100 st.	16042220	
3017052	KLINION NW COMPRES NONWOVEN KOMPRES CONSUMENTENVERPAKKING 10 X 10 CM 4 LAGEN 10 X 1 ST REF 175029 *S*	10 st.	20 x 10 st.	14694255	NONWK1
3017053	KLINION NW COMPRES NONWOVEN KOMPRES 10X10CM 4 LAGEN 100X1ST 175030 STERIEL	100 st.	16 x 100 st.	13755277	NONWK1
3017054	KLINION NW COMPRES NONWOVEN KOMPRES 10X10CM 4 LAGEN 50X2 ST 175031 STERIEL	100 st.	16 x 100 st.	13755285	NONWK1
3017055	KLINION NW COMPRES NONWOVEN KOMPRES 10X10CM 4 LAGEN 20X5 ST 175033 STERIEL	100 st.	16 x 100 st.	16042239	
3017058	KLINION NW COMPRES NONWOVEN KOMPRES 10X20CM 4 LAGEN 50X1 ST 175040 STERIEL	50 st.	12 x 50 st.	13755315	NONWK1
3017059	KLINION NONWOVEN KOMPRES 10X20CM 4 LAGEN 25X2ST 175041 STERIEL	50 st.	12 x 50 st.	13755323	NONWK1
3017070	KLINION NONWOVEN GAASKOMPRES 5X5CM 8L *S* 100X1ST STERIEL 175101	100 st.	20 x 100 st.	13822705	NONWK5
3017076	KLINION NONWOVEN KOMPRES 10X10CM 8 LAGEN 100X1 STUKS 175130 STERIEL	100 st.	16 x 100 st.	13822721	NONWK1
3017077	KLINION NONWOVEN KOMPRES 10X10CM 8 LAGEN 50X2 STUKS 175131 STERIEL	100 st.	16 x 100 st.	14015420	NONWK1
3017079	KLINION GAAS NONWOVEN KOMPRES EXTRA 10X20CM 8L STERIEL 175140	50 st.	12 x 50 st.	13822748	NONWK1