

Klinion Easy Care


Klinion Easy Care naaldencontainers

Toepassing

Met het volledige assortiment Klinion Easy Care naaldencontainers kunt u efficiënt en vooral veilig te werken. De containers voldoen aan de Europese normen die geldend zijn in Nederland en hebben een UN-keurmerk.

Productinformatie

- Gangbare maten als 1,5, 2, 5 & 7 liter
- Containers met klein volume: 0,2 en 0,5 liter
- 8 verschillende maten tussen de 0,2 en de 21 liter
- Diverse bevestigingsmaterialen, zoals wandhouders en voetjes
- Klinion Easy Care afvalcontainers zijn speciaal ontworpen voor ziekenhuizen en zorginstellingen om scherp afval zoals spuiten, naalden, scalpels en andere scherpe objecten weg te gooien
- Alle containers zijn vervaardigd van milieuvriendelijk, sterk en duurzaam polypropyleen
- Alle containers voldoen aan de VN- eis nummer 3291 betreft goedgekeurde verpakkingen voor het transporteren van gevaarlijke goederen. De containers zijn ook waterproof wanneer deze permanent gesloten zijn
- Op de nieuwe, speciaal ontworpen insuline pennaald afkoppeling passen alle gangbare merken pennaalden, ongeacht de diameter van de insulinepen



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3028327	KLINION EASY CARE NAALDENCONTAINER 0,2 LITER 77510900	100 st.	1 x 100 st.	16065735	KECNX2
3028328	KLINION EASY CARE NAALDENCONTAINER 0,5 LITER 77510905	1 st.	100 x 1 st.	16065743	KECNX5
3028329	KLINION EASY CARE NAALDENCONTAINER 1,5 LITER 77510910	1 st.	100 x 1 st.	16065751	KECNX1
3028330	KLINION EASY CARE NAALDENCONTAINER 2 LITER 77510915	1 st.	100 x 1 st.	16065778	KECNX2
3028332	KLINION EASY CARE NAALDENCONTAINER 5 LITER 77510921	1 st.	30 x 1 st.	16065786	KECNX5

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3028336	KLINION EASY CARE NAALDENCONTAINER 11 L REF 77510931	1 st.	20 x 1 st.	16065808	KECNX1
3028338	KLINION EASY CARE NAALDENCONTAINER 21 LITER 77510936	10 st.	1 x 10 st.	16065816	KECNX2
3028334	KLINION EASY CARE NAALDENCONTAINER 7 LITER 77510926	1 st.	25 x 1 st.	16065794	