

Omron M2

Toepassing

OMRON volautomatische bloeddrukmeter van de M-serie werkt met intelligente technologie. Deze maakt snel, comfortabel en nauwkeurig bloeddruk meten gemakkelijk.

Productinformatie

- Automatisch oppompen en ontluchten
- Detectie onregelmatige hartslag
- Controle op aanleggen manchet
- Geheugen voor 30 metingen
- Bloeddruk indicatiebalk
- Klinisch gevalideerd
- Wordt geleverd met een medium manchet, voor bovenarm omtrek van 22-32cm
- Grotere manchet los bij te bestellen: artikelnummer 3059940, geschikt voor een bovenarm omtrek van 32-42cm



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------