

Omron M6 C

Toepassing

De M6 Comfort bloeddrukmeter meet op eenvoudige en snelle wijze bloeddruk en hartslag. Het is het mogelijk weekgemiddelden van de ochtend en avondbloeddruk weer te geven. Het voorgevormde Comfort manchet heeft een groter binnenmanchet, waardoor de kans op foutief aanleggen wordt verkleind. Een losse manchet is bij te bestellen, deze heeft bestelnummer: 3029934



Productinformatie

- Automatisch oppompen en ontluchten
- Detectie onregelmatige hartslag
- Signaleert beweging tijdens het meten
- Voorgevormd Comfort M/L manchet tot armomvang 42 cm
- Geheugen voor 2x90 metingen en gemiddelde berekening
- Controle op manchetbevestiging
- Bloeddruk indicatiebalk

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3058858	OMRON BLOEDDRUKMETER M6 COMFORT INCLUSIEF MANCHET 22-42CM REF HEM-7360-E	1 st.	10 x 1 st.		
3008199	OMRON AANSLUITNIPPEL MANCHET TBV M5/M6 BLOEDDRUKMETERS 390328	1 st.	1 x 1 st.		