

## Omron M6 C

### Toepassing

De M6 Comfort bloeddrukmeter meet op eenvoudige en snelle wijze bloeddruk en hartslag. Het is het mogelijk weekgemiddelden van de ochtend en avondbloeddruk weer te geven. Het voorgevormde Comfort manchet heeft een groter binnenmanchet, waardoor de kans op foutief aanleggen wordt verkleind. Een losse manchet is bij te bestellen, deze heeft bestelnummer: 3029934



### Productinformatie

- Automatisch oppompen en ontluchten
- Detectie onregelmatige hartslag
- Signaleert beweging tijdens het meten
- Voorgevormd Comfort M/L manchet tot armomvang 42 cm
- Geheugen voor 2x90 metingen en gemiddelde berekening
- Controle op manchetbevestiging
- Bloeddruk indicatiebalk

## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                                   | Binnendoos | Overdoos   | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 3058858   | OMRON BLOEDDRUKMETER M6 COMFORT<br>INCLUSIEF MANCHET 22-42CM REF<br>HEM-7360-E | 1 st.      | 10 x 1 st. |           |         |
| 3008199   | OMRON AANSLUITNIPPEL MANCHET TBV<br>M5/M6 BLOEDDRUKMETERS 390328               | 1 st.      | 1 x 1 st.  |           |         |