

Klinion Alupad - licht absorberend wondkompres

Toepassing

Klinion Alupad absorberend wondkompres is geschikt voor het afdekken van wonden met lichte tot matige vochtafgifte.


Het gebruik van Alupad verkleint de kans op verkleving aan de wond.

Alupad Tracheo splitkompres is geschikt voor het afdekken van tracheo canules en drains.

Het kompres kan eenvoudig worden gefixeerd met een fixatiewindsel of een hecht- of fixatiepleister

Productinformatie

- Zowel in kompres als Tracheo kompres te verkrijgen
- Aluminium wondcontactlaag verkleint de kans op verkleving aan de wond
- Aluminiumkleurige zijde op de wond plaatsen en dagelijks verwisselen
- Materiaal: non-woven kompres van 70% viscose en 30% polyester, aan één zijde bedekt met een aluminium wondcontactlaag



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3052503	KLINPRESS ALUPAD ALUMINIUMVERBAND NIET VERKLEVEND 10 X 10 CM 50 X 1 ST REF 40175064 *S*	50 st.	16 x 50 st.	15289737	
3052409	KLINIPRESS ALUPAD TRACHEO ALUMINIUMVERBAND NIET VERKLEVEND 8 X 10 CM 50 X 1 ST REF 40175066 *S*	50 st.	16 x 50 st.	15289729	