

Ecolab Polifix Vliesdoekjes en houder

Toepassing

Een vliesdoekhouder en geïmpregneerde vliesdoekjes voor het verwijderen van stof.

Productinformatie

- De vliesdoekhouder is 360° draaibaar en voorzien van lamellen met snelsluiting
- Bijbehorende Polifix vliesdoekjes beschikbaar in diverse maten als los doekje en op rol
- De vliesdoekhouder is van kunststof met verwisselbare zool exclusief steel (steel is te bestellen onder artikelnummer 3014199)



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3014214	ECOLAB INSTITUTIONEEL VLIESDOEK POLIFIX GEIMPREGNEERD 60 X 30 CM REF 10006666	1000 st.	1 x 1000 st.		
3014213	ECOLAB INSTITUTIONEEL VLIESDOEK POLIFIX GEIMPREGNEERD 60 X 22CM 10006644	1000 st.	1 x 1000 st.		