

## Biatain Silicone

### Toepassing

Biatain Silicone is een full contact schuimverband bestaande uit 4 lagen. Het combineert de zachtheid van siliconen met de doeltreffendheid van schuim. Het steriele, semi-permeabele schuimverband past zich aan aan het wondbed door een drie-dimensionale structuur. Ook leverbaar in een dunne variant, de Biatain Silicone Lite. Deze is meer geschikt voor wonden die licht tot matig exsuderend zijn.

Biatain Silicone is geschikt voor niet geïnfecteerde matig tot sterk exsuderende wonden zoals, ulcus cruris, decubitus, niet-geïnfecteerde diabetische voetwonden, tweedegraads brandwonden, donor sites, operatiewonden en schaafwonden.

### Productinformatie

- Opbouw in 4 lagen; een siliconen kleeflaag over het gehele verband, een flexibele vormbare foamlaag, een omsluitende tussenlaag en de bacterie- en waterdichte topfilmlaag.

- Flexibel en creëert een perfecte pasvorm, door de flexibele foam en de omsluitende tussenlaag

- Hoge lokale absorptie en retentie; de drie-dimensionale polymerenstructuur zorgt voor optimaal wondcontact

- Lekkage en maceratie worden voorkomen; de goede exsudaatretentie zal bij externe druk (compressieverbanden) de foamlaag het vocht lokaal vasthouden.

- Geen gelvorming; verband makkelijk te verwijderen, laat geen residu (resten) in de wond achter

- 3-staps 'non touch' applicatie zorgt voor eenvoudig aanbrengen, zelfs met latex handschoenen.


- Leverbaar in diverse maten:

- 7,5x7,5 cm: foam size 3,5x3,5 cm

- 10x10 cm: foam size 5,4x5,4 cm

- 12,5x12,5 cm: foam size 9,2x9,2cm

- 17,5x17,5 cm: foam size 12,5 x 12,5 cm



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                                                    | Binnendoos | Overdoos   | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 3016199   | BIATAIN SILICONE SILICONEN<br>SCHUIMVERBAND ZELFKLEVEND 7.50 X<br>7.50 CM REF 334345 1003 *S*   | 5 st.      | 32 x 5 st. | 16066979  | BIATV7  |
| 3040147   | BIATAIN SILICONE SACRUM 15X19CM<br>33403 STERIEL                                                | 5 st.      | 1 x 5 st.  | 16309006  |         |
| 3050110   | BIATAIN SACRUM 25X25CM 33405<br>STERIEL                                                         | 5 st.      | 18 x 5 st. | 16309014  |         |
| 3016200   | BIATAIN SILICONE SILICONEN<br>SCHUIMVERBAND ZELFKLEVEND 10 X 10<br>CM REF 334355 1003 *S*       | 5 st.      | 48 x 5 st. | 16066987  | BIATV1  |
| 3016202   | BIATAIN SILICONE SILICONEN<br>SCHUIMVERBAND ZELFKLEVEND 12.50 X<br>12.50 CM REF 334365 1003 *S* | 5 st.      | 48 x 5 st. | 16066995  | BIATV1  |
| 3016206   | BIATAIN SILICONE SILICONEN<br>SCHUIMVERBAND ZELFKLEVEND 17.50 X<br>17.50 CM REF 334381 *S*      | 5 st.      | 16 x 5 st. | 16067010  |         |