

Intersurgical

Intersurgical zuurstofbrillen


Toepassing

De uitlevering van deze artikelen kan vertraging oplopen vanwege verhoogde vraag.

Een zuurstofbril, ook wel neusbril genoemd, wordt ingezet wanneer de patiënt niet in staat is zelfstandig voldoende zuurstof tot zich te nemen. Bij ademhaling via de mond wordt zuurstof uit de neus meegezogen, hierdoor blijft er altijd een relatief hogere concentratie aanwezig (25-40%).

Productinformatie

- Met gebogen of recht neusstukje (prong)
- Eén zuurstofbril is verkrijgbaar met oorbescherming
- Zuurstofbril Satin is gemaakt van een zachter materiaal



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3025810	INTERSURGICAL ZUURSTOFBRIL NEONATEN GEBOGEN PRONG, ZUURSTOFSLANG 2,1M 1160001	1 st.	50 x 1 st.	16134931	
3025811	INTERSURGICAL ZUURSTOFBRIL ZUIGELINGEN GEBOGEN PRONG, ZUURSTOFSLANG 2,1M 1160002	1 st.	50 x 1 st.	16134923	
3025700	INTERSURGICAL ZUURSTOFBRIL KINDEREN GEBOGEN PRONG, ZUURSTOFSLANG 2,1M 1163000	1 st.	50 x 1 st.		
3025652	INTERSURGICAL ZUURSTOFBRIL VOLWASSENEN RECHTE PRONG, ZUURSTOFSLANG 1,8M 1161000	1 st.	50 x 1 st.	16134893	
3025813	INTERSURGICAL ZUURSTOFBRIL VOLWASSENEN GEBOGEN PRONG, ZUURSTOFSLANG 1,8M 1165000	1 st.	50 x 1 st.	16134869	

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3025812	INTERSURGICAL ZUURSTOFBRIL VOLWASSENEN RECHTE PRONG, ZUURSTOFSLANG 5M 1162000	1 st.	20 x 1 st.	16134907	
3025817	INTERSURGICAL ZUURSTOFBRIL VOLWASSENEN TRECHTERVORMIGE PRONG, ZUURSTOFSLANG 1,8M 116000	1 st.	50 x 1 st.	16134850	
3025816	INTERSURGICAL ZUURSTOFBRIL VOLWASSENEN MET OORBESCHERMING, GEBOGEN PRONG, ZUURSTOFSLANG 2,1M 1165002	1 st.	50 x 1 st.	16134885	
3036785	INTERSURGICAL ZUURSTOFBRIL SATIN VOLWASSENEN GEBOGEN PRONG, ZUURSTOFSLANG 2,1M 1165021	1 st.	50 x 1 st.		
3025809	INTERSURGICAL SENTRI ZUURSTOFBRIL VOLWASSENEN MET CO2 MONITORLIJN, FILTER, ZUURSTOFSLANG 2,1M 1144002	1 st.	40 x 1 st.	16134915	