

ROCHESTER EXTERNE KATHETER - ZELFKLEVEND

Toepassing

De Rochester siliconen externe katheter; voor opvang van onwillekeurig urineverlies bij mannen. Beschikbaar in 3 verschillende uitvoeringen.

Productinformatie

- ULTRAFLEX® Schachtlengte : 7,5 cm, met een kleefzone van 3,5 cm
- POP-ON® Schachtlengte: 4,5 cm, met een kleefzone van 3,5 cm (korte schacht met grote kleefzone)
- WIDEBAND® Schachtlengte : 7,5 cm, met een kleefzone van 6 cm (lange kleefzone)



- Meetkaartje om juiste maat te bepalen verkrijgbaar via de klantenservice.
- Gebruiksduur: draagtijd is gemiddeld 12-24 uur.
- Per stuk verpakt
- Verpakking is inclusief haarprotectordoekje

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016169	ROCHESTER ULTRAFLEX EXTERNE KATHETER SILICONEN 25MM R33301	30 st.	10 x 30 st.	14133709	ROCHC2
3016170	ROCHESTER ULTRAFLEX EXTERNE KATHETER SILICONEN 29MM 33302HP	30 st.	10 x 30 st.	14133733	ROCHC2
3016171	ROCHESTER ULTRAFLEX EXTERNE KATHETER SILICONEN 32MM R33303	30 st.	10 x 30 st.	14133776	ROCHC3
3016172	ROCHESTER ULTRAFLEX EXTERNE KATHETER SILICONEN 36MM R33304	30 st.	10 x 30 st.	14133792	ROCHC3
3016173	ROCHESTER ULTRAFLEX EXTERNE KATHETER SILICONEN 41MM R33305	30 st.	10 x 30 st.	14133814	ROCHC4
3016178	ROCHESTER POP-ON EXTERNE KATHETER SILICONEN 25MM R32301	30 st.	10 x 30 st.	14133490	ROCHC2
3016179	ROCHESTER POP-ON EXTERNE KATHETER SILICONEN 29MM R32302	30 st.	10 x 30 st.	14133504	ROCHC2

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3016180	ROCHESTER POP-ON EXTERNE KATHETER SILICONEN 32MM 32303HP	30 st.	10 x 30 st.	14133512	ROCHC3
3016181	ROCHESTER POP-ON EXTERNE KATHETER SILICONEN 36MM R32304	30 st.	10 x 30 st.	14133520	
3016174	ROCHESTER WIDE BAND EXTERNE KATHETER SILICONEN 25MM R36301	30 st.	10 x 30 st.	14133571	ROCHC2
3016175	ROCHESTER WIDE BAND EXTERNE KATHETER SILICONEN 29MM 36302HP	30 st.	10 x 30 st.	14133598	ROCHC2
3016176	ROCHESTER WIDE BAND EXTERNE KATHETER SILICONEN 32MM R36303	30 st.	10 x 30 st.	14133601	ROCHC3
3016177	ROCHESTER WIDE BAND EXTERNE KATHETER SILICONEN 36MM R36304	30 st.	10 x 30 st.	14133628	ROCHC3
3000052	ROCHESTER WIDE BAND EXTERNE KATHETER SILICONEN 41MM 36305HP	30 st.	1 x 30 st.	14133563	