

Aquasonic

Aquasonic Ultrasound gel

Toepassing

Ultrasound gel is een contactgel voor doppler en echo-apparaatuur.

Productinformatie

- 20 gram, 60 gram en 250 ml zijn blauw gekleurd
- 5 liter container is kleurloos en minder geschikt voor doppler gebruik (artikelnummer 3005922)



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3027296	PARKER AQUASONIC ULTRASOUNDGEL SACHET 20GR AQU 0101 STERIEL	48 st.	6 x 48 st.		
3029163	PARKER AQUASONIC ULTRASOUNDGEL TUBE 60GR 05210	12 st.	12 x 12 st.		
3038739	PARKER AQUASONIC ULTRASOUNDGEL FLACON 250ML 4022996	12 st.	6 x 12 st.		
3038716	PARKER ULTRASOUNDGEL AQUASONIC ZAK VAN 5 LITER 01-50	1 st.	4 x 1 st.		
3005922	PARKER ULTRASOUNDGEL CONTAINER TRANSPARANT 18323	1 st.	4 x 1 st.		