

Omron Gentletemp MC-521 oorthermometer

Toepassing

De OMRON Gentle Temp 521 oorthermometer is een supersnelle, digitale thermometer met een groot bereik aan geavanceerde functies waaronder een oplichtend scherm. Op deze manier is de thermometer 's nachts makkelijk af te lezen.

Productinformatie

De Gentle Temp 521 meet de oortemperatuur, maar kan tevens worden gebruikt voor het aflezen van oppervlaktetemperaturen, zoals bijvoorbeeld van een flesje melk of potje voeding, en voor het meten van de kamertemperatuur.

Waarom zou u drie thermometers gebruiken als u alles met een thermometer kunt doen?

- In-oor temperatuur
- Oppervlaktetemperatuur
- Kamertemperatuur

Met een geheugen dat tot 25 metingen kan registreren, zodat de ontwikkeling over een langere tijd kan worden bekeken en een trend kan worden herkend. Temperaturen kunnen worden weergegeven op het grote LCD-scherm in graden Celsius of Fahrenheit.

- Meetbereik: 34 tot 42,2 °C
- Wordt geleverd inclusief 21 disposable kapjes
- Disposable kapjes per 20 stuks los bij te bestellen (art. 3047350)
- De 3 volt lithium batterij (type CR2032) is goed voor ongeveer 5.000 metingen
- Fabrieksgarantie 3 jaar vanaf datum van aankoop



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3057496	OMRON OORTHERMOMETER MC-521 GENTLE MC521-E	1 st.	40 x 1 st.		
3047350	OMRON THERMOMETERHOESJE GT520-521 MC-EP2-E	40 st.	10 x 40 st.		