

STARTSET MENARINI GLUCOFIX TECH

Toepassing

GLUCOFIX® TECH, de betrouwbare en moderne bloedglucosemeter. Deze meter is eenvoudig in het gebruik met een grote en brede teststrip.

Tevens is de GLUCOFIX® TECH uitgerust met Near Field Communication (NFC) om zo de bloedglucosewaarden draadloos via tablet of smartphone door te sturen.

Productinformatie

GLUCOFIX TECH, startpakket met bloedglucosemeter voorzien van NFC functie; complete set om direct het bloedglucosegehalte te meten met de apart te verkrijgen teststrips.

Inhoud startpakket:

- GLUCOFIX TECH bloedglucosemeter
- Glucoject Dual PLUS prikpen
- 10 Glucoject PLUS lancetten

Specificatie bloedglucosemeter:

- testduur 5 seconden
- monstervolume minimaal 0.5µl
- plasma gekalibreerd
- geluidssignalen
- automatische codering
- hypo- en hyperalarm zelf instelbaar
- maaltijdmarkering
- weergave gemiddelde waarden
- meetmethode elektrische geleiding
- meetbereik tussen 1.1-33.3mmol/L
- omgevingstemperatuur tussen de 5°C en 45°C
- geheugencapaciteit 730 resultaten



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3036453	MENARINI GLUCOFIX TECH METERSET 46639	1 st.	30 x 1 st.	16110536	
3036454	GLUCOFIX TECH SENSOR TESTSTRIP 50ST 46627	50 st.	192 x 50 st.	16110528	