

CareBag Wegwerpurinaal voor Mannen

Toepassing

CareBag urinalen zijn ideaal voor onderweg of in situaties wanneer het toilet niet tijdig te bereiken is. De wegwerp plaszakken zijn ook te gebruiken ter vervanging van plastic urinalen. Hierdoor is het schoonmaken van urinalen niet meer nodig.

Productinformatie

Q1 2022 krijgt dit product een nieuwe verpakking. Het product blijft exact hetzelfde. De huidige paarse verpakking wordt vervangen. Een voorbeeld van de nieuwe verpakking is te zien bij de afbeeldingen, het betreft de witte verpakking. De nieuwe verpakking is steviger, heeft een betere opening en is makkelijk te dispensen. De nieuwe verpakking is voor 60 % gemaakt van gerecycled karton en 100 % recyclebaar!

CareBag wegwerp urinalen zijn standaard voorzien van een absorberende inlegger die urine omzet in gel. Daarnaast voorkomt het nare geurtjes. De urinalen zijn te sluiten met een handige treksluiting en mogen na gebruik weggegooid worden bij het reguliere afval.

De super absorberende inlegger absorbeert 450 ml organische vloeistoffen.

[button=<https://www.youtube.com/watch?v=sow24AUMV3A>]Instructiefilm[/button]



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3039938	CAREBAG WEGWERPURINAAL VOOR MANNEN MEN'S URINAL 450ML 7733993	20 st.	21 x 20 st.		
3048523	CAREBAG WEGWERPURINAAL VOOR MANNEN MET HOUDER MEN'S URINAL 450ML 9610118	12 st.	21 x 12 st.		