

Diversey TASKI Sani Cid conc

Toepassing

Hooggeconcentreerde dagelijkse sanitairreiniger op basis van citroenzuur voor gebieden met hoge waterhardheid.

Productinformatie

Belangrijke eigenschappen

- Frisse geur
- Mild zure reiniger, op basis van citroenzuur
- Onderdeel van het unieke EXACT doserings- en verpakkingsconcept
- Milde formulering voor veilige toepassing op materialen gebruikt in sanitaire ruimten

Voordelen

- Zeer effectief in reiniging en ontkalking
- Geschikt voor gebruik op intact chroom en RVS
- Ideaal in gebieden met hoge waterhardheid en op alle zuurbestendige oppervlakken
- In de juiste dosering (0,4%) ideaal voor de reiniging van email, chroom, porselein, tegels, marmer, synthetische en geverfde oppervlakker, glas, etc.

Voor aanvullende informatie kunt u het productinformatieblad onderaan deze pagina raadplegen.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3014549	DIVERSEY TASKI SANI CID CONC EXACT ZURE SANITAIRREINIGER IN CUBITAINER W1D 5 LITER 7512827	1 st.	1 x 1 st.		