

Diversey TASKI Sani 100 conc - voor EXACT-systeem

Toepassing

Sanitairreiniger voor de dagelijkse reiniging van waterbestendige harde oppervlakken en vloeren.

Productinformatie

- pH-neutraal
- Effectieve reiniger
- Uitstekende kalkbindende werking
- Unieke, gepatenteerde geur neutralisatie (Odour Neutralizing Technology; O.N.T.)

Voor aanvullende informatie kunt u het productinformatieblad onderaan deze pagina raadplegen.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3014594	DIVERSEY TASKI SANI 100 SANITAIRREINIGER GECONCENTREERD - EXACT CUBITAINER 5 LITER A100955	1 st.	1 x 1 st.		