

URINALEN VOOR MANNEN

Toepassing

Herbruikbare urinalen voor mannen die staand, zittend of liggend moeten plassen.

Productinformatie

- Diverse uitvoeringen
- 3058598 en de 3057484 met terugloopbeveiliging
- 3058598 maatverdeling en kan als 24-uursfles worden gebruikt



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3048890	URINAAL MET DOP 1 L DRIEHOEKIG GLASHELDER STERILISEERBAAR TOT 135°C 20732	1 st.	25 x 1 st.	15007707	
3058598	URINAAL MET TERUGLOOPBEVEILIGING HANDVAT TRANSPARANT LICHT IN HET DONKER 1L STER. TOT 135°C 1164H	1 st.	1 x 1 st.		
3057484	URINAAL MET HANDVAT MAN PLASTIC ANTI-LEK + BORSTEL STERILISEERBAAR TOT 130°C 238025	1 st.	99999 x 1 st.		