

COBAN 2 LITE - TWEE LAGEN COMPRESSIESYSTEEM

Toepassing

Het Coban 2 Lite Twee Lagen Compressiesysteem bestaat uit twee cohesieve zwachtels, die na aanbrengen aan elkaar verkleven en voorzien in een dunne applicatie, waardoor de patiënt in staat is om eigen schoeisel te dragen. Dankzij de mechanische hechting op de huid is het risico op afzakken minimaal.



Productinformatie

- Makkelijk en snel aan te brengen en te verwijderen
- Effectieve compressie tot wel 7 dagen
- Latexvrij

Belangrijke informatie

- Coban 2 Lite □ Twee Lagen Compressiesysteem is geschikt voor beenapplicaties bij patiënten met een Enkel/Arm Index tussen de 0.5 en 0.8 en voor toepassing bij de arm en borst.
- De Coban 2 Compressiesystemen bestaan uit twee rollen (Comfortzwachtel en Compressiezwachtel) en zijn ontworpen om als geheel te gebruiken. Het systeem dient niet gebruikt te worden in combinatie met andere compressieverbanden of orthopedische watten.
- Het Coban 2 Lite □ Twee Lagen Compressiesysteem is voorzien van een groene kern

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3029541	COBAN 2 LITE - TWEE LAGEN COMPRESSIESYSTEEM (1 COMFORTZWACHTEL EN 1 COMPRESSIEZWACHTEL) 3,5MX10CM 2794E	1 st.	8 x 1 st.	15578704	COBAW2
3050992	COBAN 2 LITE - TWEE LAGEN COMPRESSIESYSTEEM (2 COMPRESSIEZWACHTEL) 2,7MX2,5CM 20721	36 st.	4 x 36 st.	15659127	
3047312	COBAN 2 LITE - TWEE LAGEN COMPRESSIESYSTEEM (2 COMPRESSIEZWACHTELS) 3,5MX2,5CM REF. 20751	1 st.	8 x 1 st.	15659151	