

## Sharpsafe Quiver Container RMA (risicohoudend medisch afval)

### Toepassing

Voor risicohoudend medisch afval zoals onder andere laparoscopische instrumenten, centrale lijnen en hechtingsmateriaal.

### Productinformatie

Kenmerken Quiver 7,5 liter

- Gele container met wit doorschijnend deksel
- Deksel vast aan container
- Speciale vorm laat het verpakken van o.a. laparoscopische instrumenten toe
- Deksel laat voorlopige of definitieve sluiting toe
- 100% water- en luchtdichte definitieve sluiting (Hot-Melt lijmlaag)
- Label is vocht- en scheurbestendig
- Label met teksten in het Nederlands & in het Frans en met gebruiksaanwijzingen
- Met handvat voor veilig transport
- Eenhandig gebruik wordt vergemakkelijkt door toebehoren
- Toebehoren: herbruikbare voetjes, kar- en muurbeugels beschreven in apart overzicht
- Beantwoordt aan volgende normen: ADR, NFX30-500 et ISO 23907
- Oorsprong: Europese Unie

Kenmerken Quiver XL 25 liter

- Gele container met klapbaar geel deksel vast aan de container
- Zeer grote opening, met trechter in optie (SHA-14951430)
- Totale hoogte van 79 cm voor het inwerpen van afval met een lang en groot volume, meer specifiek: endoscopisch materiaal, hechtingsmateriaal, centrale lijn, trocar, Swan Gantz katheters
- Deksel laat voorlopige of definitieve sluiting toe
- 100% water- en luchtdichte definitieve sluiting (Hot-Melt lijm)
- Ingesmolten (in-mould) label is vocht- en scheurbestendig
- Label in het Engels met geïllustreerde gebruiksaanwijzing
- Met handvat voor veilig transport
- Eenhandig gebruik wordt vergemakkelijkt door toebehoren
- Toebehoren voor bevestiging: kar
- Beantwoordt aan volgende normen: ISO 23907:2013 en ADR
- Oorsprong: Europese Unie



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                     | Binnendoos | Overdoos   | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 3017513   | SHARPSAFE NAALDENCONTAINER QUIVER<br>7,5 LITER GEEL SHA-41902610 | 1 st.      | 20 x 1 st. |           |         |