

Bota - suspensoir - ondersteuning scrotum

Toepassing

Het Bota Elasta suspensoir is geschikt om het scrotum te ondersteunen.

Productinformatie

- Suspensoir in lichte uitvoering
- Ceintuur regelbaar in elastisch materiaal met gesp
- Scrotumzakje: elastisch met opening voor penis, volledig naadloos


Indicaties:

- Ontsteking van de testis
- Scrotaal oedeem
- Varicocele
- Postoperatief

Wasvoorschrift: handwas 40°, sluit de klittenbanden voor het wassen

Geen vet, zalf en lotion gebruiken

Samenstelling: 42% polyamide, 10% katoen, 22% polyester, 26% lycra



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3050127	BOTA SUSPENSOIR ELASTA SMALL WIT 1382589	1 st.	1 x 1 st.	16670264	
3050128	BOTA SUSPENSOIR ELASTA MEDIUM WIT 1382597	1 st.	1 x 1 st.	16670418	
3050170	BOTA SUSPENSOIR ELASTA LARGE BLAUW	1 st.	1 x 1 st.	16670426	
3050171	BOTA SUSPENSOIR ELASTA EXTRA LARGE WIT 1425776	1 st.	1 x 1 st.	16670434	