

Nipro injectiespuiten 2-delig

Toepassing

De tweedelige injectiespuit dient voor het opzuigen en/of inspuiten van een vloeistof.

Productinformatie

- Ethyleen-polypropyleen huls en tip
- Polypropyleen plunjer



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3050162	NIPRO INJECTIESPUIT 2ML LUER SLIP CENTRISCH 2-DELIG SY2-2SC-EC STERIEL	100 st.	25 x 100 st.	16654943	
3050165	NIPRO INJECTIESPUIT 5ML LUER SLIP EXCENTRISCH 2-DELIG SY2-5ESC-EC STERIEL	100 st.	20 x 100 st.	16654986	
3050166	NIPRO INJECTIESPUIT 10ML LUER SLIP EXCENTRISCH 2-DELIG SY2-10ESC-EC STERIEL	100 st.	12 x 100 st.	16654951	
3050169	NIPRO INJECTIESPUIT 20ML LUER SLIP EXCENTRISCH 2-DELIG SY2-20ESC-EC STERIEL	100 st.	8 x 100 st.	16654978	
2002653	NIPRO INJECTIESPUIT 2ML LUER SLIP CENTRISCH 2-DELIG SY2-2SC-EC STERIEL	25 st.	12 x 25 st.	16769058	
2002655	NIPRO INJECTIESPUIT 5ML LUER SLIP EXCENTRISCH 2-DELIG SY2-5ESC-EC STERIEL	25 st.	12 x 25 st.	16769066	
2002656	NIPRO INJECTIESPUIT 10ML LUER SLIP EXCENTRISCH 2-DELIG SY2-10ESC-EC STERIEL	25 st.	12 x 25 st.	16769074	