

BeneCast POP klassiek gips longuette

Toepassing

Kalkgips of Plaster of Paris is het traditionele, witte gipsverband voor het immobiliseren, corrigeren of ondersteunen van lichaamsdelen. BeneCast POP is een fijn geweven verbandgaas, geïmpregneerd met een speciaal mengsel kalkgipskristallen. Deze zorgen voor een snelle binding en korte uithardingstijd.

Longuettes zijn specifiek geschikt voor het aanleggen van spalken.

Productinformatie

- Verkrijgbaar in 3 formaten longuettes
- Weinig residu na dompeling
- Snelle droogtijd
- Uithardingstijd 3-5 minuten
- Goed te modelleren, vormt zich uitstekend naar de contouren van het lichaam
- Sterk en duurzaam
- Rigide structuur
- Speciaal geschikt voor letsel waarbij een snelle immobilisatie noodzakelijk is



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
-----------	--------------	------------	----------	-----------	---------