

Trans-Slide Glijzeil

Toepassing

Glijzeil voor het veilig verplaatsen van de patiënt

Productinformatie

- Reductie fysieke belasting voor zorgvrager en zorgverlener
- Zeer slijtvast en een lange levensduur
- Is geschikt voor: industriële was op max. 95° C, chemisch reinigen en desinfectie
- Eenvoudig in gebruik
- Tijd- en kostenbesparend
- Hoge wrijvingsreductie
- Makkelijk mee te nemen



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3050709	ARION TRANSSLIDE TRI-CLEAN GLIJZEIL BLAUW 145X90CM	1 st.	1 x 1 st.	15336441	
3058717	GLIJLAKEN TRANSSLIDE LONG 125X90 E07401	1 st.	99999 x 1 st.		