

Tork Alcohol Gel Hand Sanitizer

Toepassing

Deze alcohol gel voor handdesinfectie is het meest effectieve desinfecterende product op gelbasis voor de handen uit het Tork-assortiment. Het product is ideaal voor handen die vaak worden gedesinfecteerd. De gel uitvoering voorkomt morsen.

Productinformatie

- Eenvoudig aan te brengen
- Geschikt voor veelvuldig gebruik
- Artikel 3035578: fles met doseerpomp, zelfstandig te gebruiken
- Artikel 3054596: te gebruiken in combinatie met de Tork S1 dispensers
- CTGB-toelatingsnummer 14711

Voor aanvullende informatie over het product en de CTGB-toelating kunt u de documentatie onderaan deze pagina raadplegen.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3035578	TORK ALCOHOL GEL PREMIUM HAND SANITIZER IN POMPFLACON 500ML TRANSPARANT 511103	12 st.	1 x 12 st.		
3035569	TORK ALCOHOL GEL PREMIUM HAND SANITIZER 80ML TRANSPARANT 590103	24 st.	1 x 24 st.		
3054596	TORK ALCOHOL GEL PREMIUM HAND SANITIZER 1 LITER TRANSPARANT S1 420103	1 st.	6 x 1 st.		