

Ecolab Institutioneel



Ecolab Aromist - automatisch luchtverfrissingssysteem

Toepassing

AROMIST is een luchtverfrissingssysteem dat met een vastgestelde regelmaat automatisch ontgeuringsproduct verstuift.

Productinformatie

De frisse en blijvende geur met mangotoets is zeer doeltreffend om onaangename geurtjes te verdrijven in sanitaire ruimtes, badkamers, afvallokalen, enz. De verstuiver kan ingesteld worden op een 12-uurs (dag/nacht) of 24-uurs schema volgens het gebruik van een ruimte, zodat het product niet onnodig wordt verbruikt tijdens dalperiodes. Aromist is supergeconcentreerd. Een flesje van 80ml doet tot wel 180 dagen mee in een 12-uurs schema. Een LED-lampje geeft aan wanneer de spuitbus bijna leeg is en/of wanneer de batterij zwak is.

- Schoon □ Aangename frisse geur op elk moment van de dag
- Efficiënt □ Uiterst geconcentreerd en regelbaar op 12 uren (dag/nacht) of 24 uren.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3052142	ECOLAB INSTITUTIONEEL DISPENSER LUCHTVERFRISSEER AROMIST 92214514	1 st.	1 x 1 st.		
3052143	ECOLAB INSTITUTIONEEL VERSTUIVER AROMIST 80ML 1000651	1 st.	4 x 1 st.		