

DCT Ongecoate afnamekatheters - Female - 50 stuksverpakking

Toepassing

Voor de afname van urine of zelfkatheterisatie bij vrouwen.

Productinformatie

Dit is een ongecoate katheter. De katheter altijd gebruiken in combinatie met glijmiddel, zoals bijvoorbeeld Instillagel of Endosgel.

- Materiaal: PVC
- Rechte punt
- Lengte 18 cm
- Verpakt per 50 stuks
- 2 zij-ogen



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3008604	DCT INTERMITTEREND NELATON ONGECOAT CH08 18CM F5 0691 STERIEL	50 st.	16 x 50 st.	16755146	
3006078	DCT INTERMITTEREND NELATON ONGECOAT CH10 18CM F5 0700 STERIEL	50 st.	16 x 50 st.	16755162	
3006079	DCT INTERMITTEREND NELATON ONGECOAT CH12 18CM F5 0701 STERIEL	50 st.	16 x 50 st.	16755170	
3052116	DCT INTERMITTEREND NELATON ONGECOAT CH14 18CM F5 0702 STERIEL	50 st.	16 x 50 st.	16755189	
3052117	DCT INTERMITTEREND NELATON ONGECOAT CH16 18CM F5 0703 STERIEL	50 st.	16 x 50 st.	16755197	