

DCT Ongecoate afnamekatheters - Tiemann - 50 stuksverpakking


Toepassing

Voor de afname van urine of zelfkatheterisatie bij mannen.

Productinformatie

Dit is een ongecoate katheter. De katheter altijd gebruiken in combinatie met glijmiddel, zoals bijvoorbeeld Instillagel of Endosgel.

- Materiaal: PVC
- Gebogen punt
- Lengte 40 cm
- Verpakt per 50 stuks
- 2 zij-ogen



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3052118	DCT INTERMITTEREND TIEMANN ONGECOAT CH12 40CM F5 1803 STERIEL	50 st.	12 x 50 st.	16755200	
3052119	DCT INTERMITTEREND TIEMANN ONGECOAT CH14 40CM F5 1804 STERIEL	50 st.	12 x 50 st.	16755219	
3052120	DCT INTERMITTEREND TIEMANN ONGECOAT CH16 40CM F5 1805 STERIEL	50 st.	12 x 50 st.	16755227	
3052243	DCT INTERMITTEREND TIEMANN ONGECOAT CH18 40CM F5 1806 STERIEL	50 st.	12 x 50 st.	16772954	