

## Tensoplast kleefzwachtel

### Toepassing

Elastische kleefzwachtel van katoen en kunstzijde. Voor steun bij (sport)blessures en verstuiking, de behandeling van spataderen en ulcus cruris (open been).



### Productinformatie

- Rekbaar in de lengte
- Gele streep voor gelijkmatige overlapping
- Ademend
- Kleeflaag van zinkoxide

## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                      | Binnendoos | Overdoos    | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|---------|
| 3034652   | TENSOPLAST KLEEFZWACHTEL ELASTISCH 4,5MX2,5CM HUIDSKLEUR 72067-00 | 12 st.     | 16 x 12 st. | 14782138  | TENSW4  |
| 3033148   | TENSOPLAST KLEEFZWACHTEL ELASTISCH 4,5MX5CM WIT 71545-00          | 12 st.     | 6 x 12 st.  | 14782146  |         |
| 3005909   | TENSOPLAST KLEEFZWACHTEL ELASTISCH 4,5MX7,5CM WIT 71546-00        | 12 st.     | 6 x 12 st.  |           |         |
| 3002470   | TENSOPLAST KLEEFZWACHTEL ELASTISCH 4,5MX10CM WIT 71547-00         | 12 st.     | 6 x 12 st.  | 14782162  |         |