

Hollister urinecollectoren

Toepassing

De urinecollector voor mannen is een praktische oplossing als er bijvoorbeeld geen externe katheter kan worden gebruikt.

De urinecollector voor vrouwen is een praktische oplossing als er bijvoorbeeld geen absorberend verband of verblijfskatheter kan worden gebruikt.

Gebruiksduur: 12-72 uur.

Productinformatie

- Materiaal: PVC met hydrocolloïd huidplaat
- Voor bedlegerige en immobiele gebruikers
- Huidvriendelijke kleeflaag; de urine komt niet in aanraking met de huid: dit voorkomt huidirritatie
- Openingsring is op maat te knippen
- Kan doorgekoppeld worden naar been- of bedzak
- Inclusief huidverzorgingsdoekje ter bescherming van de huid



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3003279	INCARE HOLLISTER URINECOLLECTOR MAN 9811	10 st.	12 x 10 st.	13544705	
3003293	INCARE HOLLISTER URINECOLLECTOR VROUW 9840	10 st.	5 x 10 st.	13568817	