


## Derma Litecheck Box

### Toepassing

De Derma LiteCheck® Box biedt een compleet nieuwe en eenvoudig hanteerbare manier om fluorescentietests met uv-licht uit te voeren.

### Productinformatie

De Derma LiteCheck® Box is een prachtig hulpmiddel om de desinfectiemethode zichtbaar te maken en te beoordelen of er bij de handdesinfectie delen van de handen/polsen zijn overgeslagen. Het regelmatig trainen van (zorg)medewerkers is essentieel voor het optimaliseren van de handhygiëne. De fluorescentiemethode draagt bij aan een betere bewustwording en het verbeteren van de handhygiëne.



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                                                    | Binnendoos | Overdoos  | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| 3053739   | DERMA LITECHECK BOX (INCL. SERVICEBOX MET 2 TUBES VISIRUB VAN 10ML) 9805322     | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |
| 3053741   | SERVICEBOX T.B.V. DERMA LITECHECK BOX (INHOUD 2 TUBES VISIRUB VAN 10ML) 9805341 | 1 st.      | 1 x 1 st. |           |         |