


Derma Litecheck Box

Toepassing

De Derma LiteCheck® Box biedt een compleet nieuwe en eenvoudig hanteerbare manier om fluorescentietests met uv-licht uit te voeren.

Productinformatie

De Derma LiteCheck® Box is een prachtig hulpmiddel om de desinfectiemethode zichtbaar te maken en te beoordelen of er bij de handdesinfectie delen van de handen/polsen zijn overgeslagen. Het regelmatig trainen van (zorg)medewerkers is essentieel voor het optimaliseren van de handhygiëne. De fluorescentiemethode draagt bij aan een betere bewustwording en het verbeteren van de handhygiëne.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3053739	DERMA LITECHECK BOX (INCL. SERVICEBOX MET 2 TUBES VISIRUB VAN 10ML) 9805322	1 st.	1 x 1 st.		
3053741	SERVICEBOX T.B.V. DERMA LITECHECK BOX (INHOUD 2 TUBES VISIRUB VAN 10ML) 9805341	1 st.	1 x 1 st.		