

Lofric Primo gecoate afnamekatheter Pediatric

Toepassing

Voor de afname van urine of zelfkatheterisatie bij mannen en vrouwen

Productinformatie

- Materiaal: POBE, polyolefin-gebaseerd elastomer, vrij van PVC en weekmakers
- Ronde Nelaton tip
- Afgeronde katheterogen
- Lengte 20cm
- Voor gebruik door kinderen
- Voorzien van grote lus voor het openen en ophangen
- Voorzien van hechtstrip aan achterzijde om verpakking op te hangen
- Geïntegreerde inbrenghulp. Stevige grip zonder dat u de katheter met uw vingers hoeft aan te raken
- Opvouwbaar en discreet



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3054009	LOFRIC PRIMO INTERMITTEREND NELATON GECOAT + WATERSACHET CH06 20CM4110665 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540979	
3001571	LOFRIC PRIMO INTERMITTEREND NELATON / POBE WATERSACHET GECOAT CH08 20CM4110865 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540987	
3001572	LOFRIC PRIMO INTERMITTEREND NELATON / POBE WATERSACHET GECOAT CH10 20CM4111065 STERIEL	30 st.	4 x 30 st.	15540995	