

Depend Inlegverband

Toepassing

Depend inlegverbanden zijn geschikt voor zeer licht tot matig urineverlies bij vrouwen. Het inlegverband is te dragen in normaal (goed aansluitend) elastisch ondergoed en is verkrijgbaar in verschillende varianten.

Productinformatie

- Depend Ultra Mini is individueel verpakt
- Naar het lichaam gevormd verband met opstaande elastische zijanten voor extra bescherming
- ABSORB-LOC[®] kern voor een droog en fris gevoel
- Snelrogerende superzachte bovenlaag voor maximale bescherming en comfort

<https://www.youtube.com/watch?v=4d-lhOtYGWw>



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3039339	DEPEND INLEGVERBAND ULTRA MINI MET PLAKSTRIP 6X19CM 80 ML 1560	22 st.	6 x 22 st.	16235789	
3060427	DEPEND INLEGVERBAND MINI MET PLAKSTRIP 8X23,5CM 185 ML 1561	14 st.	6 x 14 st.	16235800	
3039332	DEPEND INLEGVERBAND NORMAL MET PLAKSTRIP 9X23,8CM 245 ML 1562	14 st.	6 x 14 st.	16235827	
3039333	DEPEND INLEGVERBAND NORMAL PLUS MET PLAKSTRIP 9,2X27,6 CM 366ML 1563	12 st.	6 x 12 st.	15141578	
3053674	DEPEND INLEGVERBAND EXTRA MET PLAKSTRIP 9,2X31,5 CM 513ML 1564	10 st.	6 x 10 st.	15141594	
3054317	DEPEND INLEGVERBAND SUPER MET PLAKSTRIP 9,2X36,5CM 638ML 1565700	8 st.	6 x 8 st.	16235894	
3054318	DEPEND INLEGVERBAND SUPER NIGHT MET PLAKSTRIP 13X40 CM 808ML 1566702	6 st.	6 x 6 st.	16235916	
3054319	DEPEND INLEGVERBAND MAXIMUM NIGHT MET PLAKSTRIP 13X40CM 953 ML 1567	6 st.	6 x 6 st.	16210786	