

Speedicath eenmalige katheter

Toepassing

Eenmalige katheter voor de afvoer van urine uit de blaas

Productinformatie

- Gebruiksklaar met hydrofiele oppervlaktecoating
- Discreet en gemakkelijk mee te nemen
- Bevat geen PVC of weekmakers
- Nelaton -Tiemann tip of bolvormige tip (flexbol)
- Verschillende lengtes / diktes voor vrouwen, mannen en kinderen
- Steriel



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3001168	SPEEDICATH INTERMITTEREND NELATON GECOAT KIND CH06 20CM 27706 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15768821	
3001169	SPEEDICATH INTERMITTEREND NELATON GECOAT KIND CH08 20CM 27708 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15768635	
3001170	SPEEDICATH INTERMITTEREND NELATON GECOAT KIND CH10 20CM 27710 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15768643	
3001154	SPEEDICATH STANDARD INTERMITTEREND NELATON GECOAT CH8 20CM 27508 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15768759	
3001145	SPEEDICATH INTERMITTEREND NELATON GECOAT CH8 40CM 27408 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15768678	
3001147	SPEEDICATH INTERMITTEREND NELATON GECOAT CH10 40CM 27410 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15768708	
3030218	SPEEDICATH INTERMITTEREND NELATON GECOAT CH12 40CM 27412 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15768856	SPEEC1
3034262	SPEEDICATH INTERMITTEREND NELATON GECOAT CH14 40CM 27414 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15768686	SPEEC1
3001148	SPEEDICATH INTERMITTEREND NELATON GECOAT CH16 40CM 27416 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15768716	
3001149	SPEEDICATH INTERMITTEREND NELATON GECOAT CH18 40CM 27418 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15768651	
3001156	SPEEDICATH INTERMITTEREND NELATON GECOAT VROUW CH10 20CM 27510 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15768783	
3032792	SPEEDICATH INTERMITTEREND NELATON GECOAT VROUW CH12 20CM 27512 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15768740	

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3034401	SPEEDICATH INTERMITTEREND NELATON GECOAT VROUW CH14 20CM 27514 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15768767	SPEEC1
3034402	SPEEDICATH INTERMITTEREND NELATON GECOAT VROUW CH16 20CM 27516 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15768791	
3001150	SPEEDICATH INTERMITTEREND TIEMANN GECOAT MAN CH10 40CM 27490 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15768694	
3001151	SPEEDICATH INTERMITTEREND TIEMANN GECOAT MAN CH12 40CM 27492 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15768724	
3001152	SPEEDICATH INTERMITTEREND TIEMANN GECOAT MAN CH16 40CM 27496 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15968634	
3032791	SPEEDICATH INTERMITTEREND TIEMANN GECOAT MAN CH14 40CM 27494 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15768732	
3052792	SPEEDICATH FLEX INTERMITTEREND FLEXBOL GECOAT CH10 44CM 28920STERIEL	30 st.	3 x 30 st.	16303741	
3052796	SPEEDICATH FLEX INTERMITTEREND FLEXBOL GECOAT MAN CH12 44CM 28922STERIEL	30 st.	3 x 30 st.	16303768	
3052794	SPEEDICATH FLEX INTERMITTEREND FLEXBOL GECOAT CH14 44CM 28924STERIEL	30 st.	3 x 30 st.	16303776	
3052795	SPEEDICATH FLEX INTERMITTEREND FLEXBOL GECOAT CH16 44CM 28916STERIEL	30 st.	3 x 30 st.	16303733	
3001163	SPEEDICATH INTERMITTEREND NELATON GECOAT JONGEN CH10 30CM 27610 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15768805	
3001167	SPEEDICATH INTERMITTEREND NELATON GECOAT JONGEN CH12 30CM 27612 STERIEL	30 st.	10 x 30 st.	15768813	