

## Tena Flex ProSkin

### Toepassing

TENA Flex ProSkin is een flexibel incontinentieverband met heupband, en heeft een speciaal ontwerp waardoor het product eenvoudiger en ergonomischer kan worden verwisseld, geschikt voor zowel mobiele als niet-mobiele mensen.



### Productinformatie

- Klittenbandsluiting voor het eenvoudig aan- en uitdoen
- Flexibel gedeelte in de banden, die de lichaamsbewegingen volgt
- Een dubbele pulpmat voor snellere opname, optimale verspreiding en het beter vasthouden van urine
- Taille-elastieken voor en achter: helpt doorlekken voorkomen
- Zacht ademend materiaal voor verhoogd comfort en discretie
- Urine-indicator verandert van geel in opvallend blauw, als het product verzadigd raakt

## Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3050527	TENA FLEX ULTIMA MET HEUPBAND 105-153CM X-LARGE 725400	17 st.	3 x 17 st.	16522400	
3052299	TENA FLEX BELT VERLENGINGSBAND 720000	10 st.	12 x 10 st.	16326385	
3054133	TENA FLEX PROSKIN NORMAL HEUPBANDSLIP MEDIUM 71-102CM 1100ML 722360	34 st.	3 x 34 st.	16213645	
3054134	TENA FLEX NORMAL HEUPBANDSLIP LARGE PROSKIN 83-120 1300ML 722393	34 st.	3 x 34 st.	16213637	
3054136	TENA FLEX PROSKIN PLUS HEUPBANDSLIP SMALL 61-87CM 1576ML 720514	30 st.	3 x 30 st.	15117111	
3054137	TENA FLEX PROSKIN PLUS HEUPBANDSLIP MEDIUM 71-102 1797ML 720516	30 st.	3 x 30 st.	15059480	
3054138	TENA FLEX PROSKIN PLUS HEUPBANDSLIP LARGE 83-120CM 2130ML 720518	30 st.	3 x 30 st.	15056457	
3054139	TENA FLEX PROSKIN PLUS HEUPBANDSLIP X LARGE 105-153CM 2535ML 720519	30 st.	3 x 30 st.	15195988	
3054140	TENA FLEX PROSKIN SUPER HEUPBANDSLIP SMALL 61-87 CM 1945ML 724900	30 st.	3 x 30 st.	15507181	

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3054141	TENA FLEX PROSKIN SUPER HEUPBANDSLIP MEDIUM 71-102CM 2151ML 724910	30 st.	3 x 30 st.	15507203	
3054142	TENA FLEX SUPER HEUPBANDSLIP 83-120CM LARGE 30ST PROSKIN 724930	30 st.	3 x 30 st.	15507211	
3054144	TENA FLEX PROSKIN SUPER HEUPBANDSLIP X LARGE 105-153CM 3172ML 724940	30 st.	3 x 30 st.	15507238	
3054145	TENA FLEX MAXI HEUPBANDSLIP 61-87CM SMALL 22ST PROSKIN 725228	22 st.	3 x 22 st.	15117103	
3054146	TENA FLEX PROSKIN MAXI HEUPBANDSLIP MEDIUM 71-102CM 2957ML 725229	22 st.	3 x 22 st.	15056449	
3054148	TENA FLEX PROSKIN MAXI HEUPBANDSLIP LARGE 83-120CM 3657ML 725230	22 st.	3 x 22 st.	15056430	
3054149	TENA FLEX PROSKIN MAXI HEUPBANDSLIP X LARGE 105-153CM 4567ML 725231	21 st.	3 x 21 st.	15087794	
3028568	TENA FLEX PROSKIN ULTIMA HEUPBANDSLIP M 71-102CM 3520ML 725220	20 st.	3 x 20 st.	15910776	
3028570	TENA FLEX PROSKIN ULTIMA HEUPBANDSLIP L 83-120CM 4290ML 725320	20 st.	3 x 20 st.	15910784	
3053046	TENA FLEX ULTIMA HEUPBAND S 61-87 2900ML 725130	20 st.	3 x 20 st.	16371283	