

Tena Flex ProSkin

Toepassing

TENA Flex ProSkin is een flexibel incontinentieverband met heupband, en heeft een speciaal ontwerp waardoor het product eenvoudiger en ergonomischer kan worden verwisseld, geschikt voor zowel mobiele als niet-mobiele mensen.



Productinformatie

- Klittenbandsluiting voor het eenvoudig aan- en uitdoen
- Flexibel gedeelte in de banden, die de lichaamsbewegingen volgt
- Een dubbele pulpmat voor snellere opname, optimale verspreiding en het beter vasthouden van urine
- Taille-elastieken voor en achter: helpt doorlekken voorkomen
- Zacht ademend materiaal voor verhoogd comfort en discretie
- Urine-indicator verandert van geel in opvallend blauw, als het product verzadigd raakt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3065042	TENA FLEX PROSKIN NORMAL HEUPBANDSLIP MEDIUM 71-102CM 1100ML 730082	34 st.	3 x 34 st.	16213645	
3065043	TENA FLEX PROSKIN NORMAL HEUPBANDSLIP LARGE 83-120CM 1300ML 722394	34 st.	3 x 34 st.	16213637	
3054136	TENA FLEX PROSKIN PLUS HEUPBANDSLIP SMALL 61-87CM 1576ML 720514	30 st.	3 x 30 st.	15117111	
3065046	TENA FLEX PROSKIN PLUS HEUPBANDSLIP LARGE 83-120CM 2130ML 728599	30 st.	3 x 30 st.	15056457	
3065047	TENA FLEX PROSKIN PLUS HEUPBANDSLIP EXTRA LARGE 105-153CM 2535ML 724960	30 st.	3 x 30 st.	15195988	
3065048	TENA FLEX PROSKIN SUPER HEUPBANDSLIP SMALL 61-87CM SMALL 1945ML 730440	30 st.	3 x 30 st.	15507181	
3065049	TENA FLEX PROSKIN SUPER HEUPBANDSLIP MEDIUM 71-102CM 2151ML 730456	30 st.	3 x 30 st.	15507203	
3065070	TENA FLEX PROSKIN SUPER HEUPBANDSLIP LARGE 83-120CM 2402ML 728695	30 st.	3 x 30 st.	15507211	
3065071	TENA FLEX PROSKIN SUPER HEUPBANDSLIP EXTRA LARGE 105-153CM 3172ML 724970	30 st.	3 x 30 st.	15507238	

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3065072	TENA FLEX PROSKIN MAXI HEUPBANDSLIP SMALL 61-87CM 2638ML 730447	22 st.	3 x 22 st.	15117103	
3065073	TENA FLEX PROSKIN MAXI HEUPBANDSLIP MEDIUM 71-102CM 2957ML 730433	22 st.	3 x 22 st.	15056449	
3065074	TENA FLEX PROSKIN MAXI HEUPBANDSLIP LARGE 83-120CM 3657ML 729620	22 st.	3 x 22 st.	15056430	
3065075	TENA FLEX PROSKIN MAXI HEUPBANDSLIP EXTRA LARGE 105-153CM 4567ML 728533	21 st.	3 x 21 st.	15087794	
3065077	TENA FLEX ULTIMA HEUPBANDSLIP MEDIUM 71-102CM 3520ML 730436	20 st.	3 x 20 st.	15910776	
3065079	TENA FLEX ULTIMA HEUPBANDSLIP EXTRA LARGE 105-153CM 4700ML 728534	17 st.	3 x 17 st.	16522400	
3065078	TENA FLEX ULTIMA HEUPBANDSLIP LARGE 83-120CM 4290ML 729909	20 st.	3 x 20 st.	15910784	