

Tena Comfort

Toepassing

Tena Comfort inlegverbanden zijn geschikt voor matig tot zwaar urineverlies. Het inlegverband is te dragen in normaal (goed aansluitend) elastisch ondergoed of een stretchbroekje en is verkrijgbaar in verschillende varianten.

Productinformatie

- Een dubbele pulpmat voor snellere opname, optimale verspreiding en het beter vasthouden van urine
- Het verband plooit zich soepel in een komvorm
- Urine-indicator verandert van geel in blauw, als het product verzadigd raakt



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3054130	TENA COMFORT NORMAL 25X53CM 1070ML 759000	42 st.	3 x 42 st.	15899861	
3054118	TENA COMFORT ORIGINAL SUPER INLEGGER PROSKIN 36ST NR759003	36 st.	2 x 36 st.	16071409	
3054117	TENA COMFORT PLUS 37X63CM 1600ML 759005	46 st.	2 x 46 st.	15614638	
3054116	TENA COMFORT EXTRA 37X63CM 1900ML 759002	40 st.	2 x 40 st.	15614514	
3054119	TENA COMFORT MAXI 42X68CM 2900ML 759004	28 st.	2 x 28 st.	15614522	
3052294	TENA COMFORT ULTIMA 42X68CM 3300ML 759205	17 st.	4 x 17 st.	16071417	