



Tena

Tena Comfort

Toepassing

Tena Comfort inlegverbanden zijn geschikt voor matig tot zwaar urineverlies. Het inlegverband is te dragen in normaal (goed aansluitend) elastisch ondergoed of een stretchbroekje en is verkrijgbaar in verschillende varianten.

Productinformatie

- Een dubbele pulpmat voor snellere opname, optimale verspreiding en het beter vasthouden van urine
- Het verband plooit zich soepel in een komvorm
- Urine-indicator verandert van geel in blauw, als het product verzadigd raakt

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3052294	TENA COMFORT ULTIMA 42X68CM 3300ML 759205	17 st.	4 x 17 st.	16071417	
3056662	TENA COMFORT ORIGINAL SUPER GROEN 218036-00	36 st.	2 x 36 st.		
3058940	TENA COMFORT ORIGINAL NORMAL ABRIKOOS A111413	42 st.	3 x 42 st.		
3064900	TENA PROSKIN COMFORT EXTRA 37X63CM 1900ML 759009	40 st.	2 x 40 st.	15614514	
3064996	TENA PROSKIN COMFORT PLUS 37X63CM 1600ML 759008	46 st.	2 x 46 st.	15614638	
3064894	TENA PROSKIN COMFORT SUPER 42X68CM 2200ML 759010	36 st.	2 x 36 st.	16071409	