

Tena



Tena Lady Inlegverband

Toepassing

Tena Lady inlegverbanden zijn geschikt voor zeer licht tot matig urineverlies bij vrouwen. Het inlegverband is voorzien van een plakstrook is te dragen in normaal (goed aansluitend) elastisch ondergoed en is verkrijgbaar in verschillende varianten.

Productinformatie

- Zorgt voor snelle opname van urine en droge toplaag
- Lengte-elastieken zorgen voor komvorm en een goede pasvorm
- Neutraliseert ongewenste geurtjes



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3028577	TENA DISCREET MINI MAGIC INLEGGER MET PLAKSTROOK 6X15CM 60ML	34 st.	6 x 34 st.	15142574	
3054239	TENA DISCREET MINI INLEGGER MET PLAKSTROOK 10X22CM 200ML	30 st.	6 x 30 st.	16331168	
3054237	TENA DISCREET ULTRA MINI INLEGGER MET PLAKSTROOK 7X19CM 92ML	28 st.	10 x 28 st.	14611597	
3054238	TENA DISCREET ULTRA MINI PLUS INLEGGER MET PLAKSTROOK 8X21 111ML	24 st.	6 x 24 st.	15245128	
3054260	TENA DISCREET MINI PLUS INLEGGER MET PLAKSTROOK 10X26CM 275ML	20 st.	6 x 20 st.	16331176	
3054271	TENA DISCREET INLEGGER MET PLAKSTROOK MAXI NIGHT 14X39CM 1060ML 760982	12 st.	6 x 12 st.	15754642	
3054270	TENA DISCREET NORMAL INLEGGER MET PLAKSTROOK 10X28CM 350ML 760806	24 st.	12 x 24 st.	16331184	
3058757	TENA DISCREET INLEGGER MET PLAKSTROOK EXTRA 12X34 586ML 760692	20 st.	12 x 20 st.	15975754	
3058758	TENA DISCREET INLEGGER MET PLAKSTROOK EXTRA+ 13X39 788ML 761660	16 st.	6 x 16 st.	15371530	
3058759	TENA DISCREET INLEGGER MET PLAKSTROOK MAX 14X39 1026ML 760977	12 st.	12 x 12 st.	15371549	
3059268	TENA MAXI INLEGGER EXTRA ABSORPTIE 20X60CM 1330ML 1102	30 st.	6 x 30 st.	16900871	