

Tena Fix Stretchbroekjes

Toepassing

Dit wasbare en herbruikbare stretchbroekje biedt extra bescherming bij urineverlies door het absorberende TENA product veilig op de plaats te houden.



Productinformatie

- Kleurcodering en productinformatie op de tailleband voor gemakkelijke herkenning
- Naadloos, om het aantal drukpunten te beperken
- Circa 50 wasbeurten
- Wasbaar op 60 graden, mag in de droger
- 96% polyester en 4% elasthaan

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3059611	TENA FIX XSMALL ROOD 50-60CM VERP. 5 754049	5 st.	20 x 5 st.		
3002648	TENA FIX PREMIUM FIXATIEBROEK SMALL 70-90CM	5 st.	20 x 5 st.	15533794	
3028588	TENA STRETCHSLIP FIXATIEBROEKJE M WIT REF 754024	5 st.	20 x 5 st.	15533778	
3028589	TENA STRETCHSLIP FIXATIEBROEKJE L WIT REF 754025	5 st.	20 x 5 st.	15533743	
3028590	TENA STRETCHSLIP FIXATIEBROEKJE XL WIT REF 754026	5 st.	20 x 5 st.	15533727	
3028591	TENA STRETCHSLIP FIXATIEBROEKJE XXL WIT REF 754027	5 st.	20 x 5 st.	15533700	
3059612	TENA FIX 2XLARGE ORANJE 110-140CM VERP.25 754032	25 st.	8 x 25 st.		