

Curas Aquadest steriel water met 10% glycerine

Toepassing

Te gebruiken voor het vullen van de ballon van de verblijfskatheter. De glycerine die toegevoegd is aan het water voorkomt dat de ballon langzaam leegloopt.

Productinformatie

Steriel water met 10% glycerine

- voorgevulde spuit 10ml
- luer tip
- niet voor intramusculaire en intraveneuze injecties



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3059006	CURAS AQUADEST SPUIT MET 10% GLYCERINE 10ML 20350	25 st.	8 x 25 st.		