

## Curas Aquadest steriel water met 10% glycerine

### Toepassing

Te gebruiken voor het vullen van de ballon van de verblijfskatheter. De glycerine die toegevoegd is aan het water voorkomt dat de ballon langzaam leegloopt.

### Productinformatie

Steriel water met 10% glycerine

- voorgevulde spuit 10ml
- luer tip
- niet voor intramusculaire en intraveneuze injecties



## Artikeloverzicht

| Bestelnr. | Omschrijving                                      | Binnendoos | Overdoos   | ZI-nummer | ZI-memo |
|-----------|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 3059006   | CURAS AQUADEST SPUIT MET 10% GLYCERINE 10ML 20350 | 25 st.     | 8 x 25 st. |           |         |