

Chirurgisch masker type IIR

Toepassing

Een chirurgisch masker beschermt zowel de patiënt als de gebruiker tegen vocht(partikels) tijdens medische handelingen.

Productinformatie

- Blauw
- Oorlussen van elastiek
- Vloeistofbestendigheid: 120mm Hg
- Bacteriële filtratie-efficiëntie (BFE): 99%
- Niveau 1 (lage vloeistofbescherming)
- Voldoet aan NEN-normering EN 14683:2014
- Latexvrij



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3059195	CHIRURGISCHE MASKER IIR NW PP 3 LAGEN MET ELASTIEKE OORLUSSEN 120MMHG BLAUW YLEN104	50 st.	40 x 50 st.		