

Tena

Tena Wet Wash Glove - freshly scented

Toepassing

Zachte, met lotion geïmpregneerde washanden voor comfortabele en gemakkelijk dagelijkse lichaamswas. Een goed alternatief voor het wassen met water en zeep.

Productinformatie

- Kunnen worden opgewarmd in de magnetron
- Geïmpregneerd met een zachte lotion
- Tevens ongeparfumeerd verkrijgbaar
- Dermatologisch getest



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3056886	TENA WET WASH GLOVES □ FRESHLY SCENTED VERPAKKING MET 5 STUKS 1147	1 st.	45 x 1 st.		
3058255	TENA WET WASH GLOVES □ FRESHLY SCENTED VERPAKKING MET 8 STUKS 1145	1 st.	30 x 1 st.		