

Resoclear anti-condensdoekje

Toepassing

Ter voorkoming van condens op optische instrumenten bij minimaal invasieve chirurgie en kijkoperaties.

Productinformatie

- Steriel
- Vochtig doekje dat de optiek niet aantast



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3030144	RESO-CLEAR ANTI-CONDENS DOEKJE RESOCLEAR, VOCHTIG 13.50 X 20 CM REF RT-100 *S*	24 st.	104 x 24 st.		