

Liebherr

Liebherr Medicijnkoelkast en toebehoren

Toepassing

Voor accreditatie moet de praktijk beschikken over een werkend systeem voor de borging van de koude keten. Met de Liebherr medicijnkoelkast voldoet u perfect aan deze eisen.

Productinformatie

- Alle koelkasten zijn conform DIN 13221*
 - Ideaal voor het bewaren van medicatie (voldoet aan DIN58345)
 - Temperatuurstabiliteit IEC 60068-3
- Wij zijn officiële Liebherr dealer.



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3007880	LIEBHERR KOELKAST MKUV1610 MEDILINE 615X600X820MM 142L WIT REF MKUV 1610-23	1 st.	1 x 1 st.		
3007881	LIEBHERR KOELKAST MKV3913 MEDILINE 615X600X1840MM 386L WIT REF MKV 3913-22	1 st.	1 x 1 st.		
3050316	LIEBHERR KOELKAST MKV3910 MEDILINE 615X600X1840MM 361L WIT REF MKV 3910-23	1 st.	1 x 1 st.		
3054668	LIEBHERR MEDILINE MEDICOOL KUNSTSTOF LADE TBV COMPACT MODELLEN MET 2 LENGTEVERDELERS EN 6 AFBREEKBARE SCHOTJES HOOGTE 60MM DRAAGKRACHT 20 KG REF MEDICOOL	1 st.	1 x 1 st.		

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3007882	LIEBHERR MEDILINE ALUCOOL ALUMINIUM LADE TBV COMPACT MODELLEN MET 2 LENGTEVERDELERS EN 12 AFBREEKBARE SCHOTJES HOOGTE 70MM DRAAGKRACHT 50 KG REF ALUCOOL	1 st.	1 x 1 st.		
3059920	LIEBHERR ROLRAILS TBV LKEXV39, LGEX3410, MKV39, LKV39 REF 9590380	1 st.	1 x 1 st.		