

Bruman verbandschoen diane plus

Toepassing

Deze verbandschoenen zijn antibacterieel, kunnen gewassen worden op 40 graden, hebben een anti-slip onderwerk voor buiten en zijn volledig verstelbaar door het klittenband. Deze verbandschoen heeft een speciale 'sanitized' behandeling ondergaan. Deze behandeling voegt een antibioticum toe aan het materiaal, welke langdurig alle bacteriën bestrijdt waardoor de schoen zijn frisheid behoudt. Het remt bacteriologische infecties, schimmels en zweetvoeten.



Productinformatie

Productkenmerk:

- Variabel verstelbaar
- Kleur: blauw
- Gaat per 1 stuk
- Laag model en gesloten hiel
- Klittenband bij de voorvoet, sluiting naar één zijde

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3059511	BRUMAN VERBANDSCHOEN DIANE PLUS MAAT 38 PER PAAR 169638	1 st.	1 x 1 st.		
3059512	BRUMAN VERBANDSCHOEN DIANE PLUS MAAT 39 PER PAAR 169639	1 st.	1 x 1 st.		
3058915	BRUMAN VERBANDSCHOEN DIANE PLUS MAAT 40 PER PAAR 112223	1 st.	99999 x 1 st.		
3060136	BRUMAN VERBANDSCHOEN DIANE PLUS MAAT 41 PER PAAR 169641	1 st.	1 x 1 st.		
3060138	BRUMAN VERBANDSCHOEN DIANE PLUS MAAT 42 PER PAAR 169642	1 st.	1 x 1 st.		
3059513	BRUMAN VERBANDSCHOEN DIANE PLUS MAAT 45 PER PAAR 169645	1 st.	1 x 1 st.		