

Tena ProSkin Wash Cream

Toepassing

Dit zachte alternatief voor water en zeep reinigt, beschermt en hydrateert de kwetsbare huid. Handige formule waarbij naspoelen met water niet nodig is. TENA ProSkin Wash Cream is te gebruiken bij het verschonen van incontinentieverbanden of bij een volledige reiniging van het lichaam. De verzorgende crème is dermatologisch getest, helpt bij het behoud van de natuurlijke pH-waarde van de huid en heeft een frisse geur om nare luchtjes tegen te gaan.

Productinformatie

- 3-in-1 huidverzorging voor dagelijkse persoonlijke hygiëne
- Fris geparfumeerd
- Goedgekeurd door Swan Ecolabel



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3000852	TENA PROSKIN WASH CREAM TUBE 250ML 4238	1 st.	10 x 1 st.	14055910	
3001725	TENA WASH CREAM POMPFACON 500ML 4242	1 st.	10 x 1 st.	14055929	
3034590	TENA PROSKIN WASH CREAM FLACON MET POMP 1 LITER 4249	1 st.	8 x 1 st.	13565923	