

Tena ProSkin Wash Mousse

Toepassing

TENA ProSkin Wash Mousse is een zacht alternatief voor zeep en water, en is ideaal voor regelmatige reiniging, met name in de incontinentiezorg. Het fris geurende 3-in-1-schuim reinigt, beschermt en hydrateert de kwetsbare, oudere huid. Eenvoudig en handig - spray het schuim simpelweg op een washandje en breng het aan op de huid. Extra afspoelen is niet nodig. TENA ProSkin Wash Mousse helpt ook om de natuurlijke pH-waarde van de huid te behouden en bevordert de gezondheid van de huid.



Productinformatie

- 3-in-1 huidverzorging voor dagelijkse persoonlijke hygiëne
- Fris geparfumeerd
- Dermatologisch getest

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3002218	TENA WASH MOUSSE 400ML 6570	1 st.	15 x 1 st.	14153017	